Version 210712

Spezifikationen
Specifications

TBE Fertigpuffer (10-fach konzentriert) TBE ready-use buffer (10-times conc.)	Kat. Nr.: Cat. No.:	M3206

Buffer grade

Parameter **Parameter**	**Methode** **Method**	**Spezifikation** **Specification**
Aussehen: Appearance:		klare, farblose Flüssigkeit clear, colourless solution
pH (20°C, H2O): pH (20°C, H2O):		8,3 +/- 0,2 8.3 +/- 0.2
Schwermetalle: Heavy Metals:	AAS	<1 ppm

Zusammensetzung Composition

Bestandteil **Component**	**Konzentration** **Concentration**
EDTA x Na2 x 2H20	7,44 g/L (0,02M) 7.44 g/L (0.02M)
Borsäure Boric acid	55,03 g/L (0,89M) 55.03 g/L (0.89M)
Tris	107,81 g/L (0,89M) 107.81 g/L (0.89M)

Produkt ist nicht tierischen Ursprung
Wir versichern hiermit, dass dieses Produkt synthetisch hergestellt wurde und dass die eingesetzten Rohstoffe nicht tierischen Ursprungs sind.

Product is of non-animal origin
We hereby guarantee that this product is manufactured by a synthetic method and that the raw material is not of animal origin.

Versand: nicht gekühlt. Lagerung bei +15°C bis +30°C.
Shipment: not cooled. Store at +15°C to +30°C.

Usage
For research usage only!
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung
Nur für Forschungszwecke!
Nicht für human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH

Datum/date: 27.04.2022

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This document has been generated by computer and does not contain a signature.

Genaxxon bioscience GmbH – Söflinger Str. 70 – D-89077 Ulm – Tel.: +731 3608 123 – Fax: +731 3608 962